


cobas[®] 4800

cobas[®] z 480

- PCR em tempo real
- Para laboratórios com rotina até 384 testes por dia
- Rastreabilidade das amostras
- Reagentes prontos para uso
- Controle de contaminação AmpErase
- β-globulina usada como controle interno em HPV



- Equipamento com canal aberto
- Reagente pronto para uso
- Controle de contaminação AmpErase
- Tempo total de workflow: 08 horas
- Total rastreabilidade: data, hora, números de lote, verificações de controle de qualidade, identidade do paciente e os resultados de testes reportados em um único relatório
- Kit de extração manual: cobas[®] DNA Sample-Preparation Kit